

<p>Mund-Nasen-Maske</p> <ul style="list-style-type: none"> • formbarer Nasenbügel • 2-lagig • Größe zirka 18 X10/16 cm • Maschinenwaschbar bis 95° C mehrfach verwendbar • elastische Ohrbänder • 100 % Baumwolle nach ÖkoTEX 100 Standard <p>Inhalt: 2 Stück! 17,90 €</p> <p>Um die Maske individuell auf verschiedene Gesichtsformen einzustellen, wurden drei raffbare Falten eingenäht. Hygieneartikel! Geöffnete oder beschädigte Verpackungen können nicht zurückgegeben werden.</p>	
<p>Mund-Nasen-Maske</p> <ul style="list-style-type: none"> • ohne Nasenbügel zum binden • 2-lagig • Maschinenwaschbar bis 95° C mehrfach verwendbar • 100 % Bio-Baumwolle (GOTS zertifiziert, Info: www.globalstandard.org/de) <p>Inhalt: 2 Stück! 12,50 €</p> <p>Um die Maske individuell auf verschiedene Gesichtsformen einzustellen wurden zwei raffbare Falten eingenäht. Für einen guten Sitz sorgen 4 Kopfbänder. Hygieneartikel! Geöffnete oder beschädigte Verpackungen können nicht zurückgegeben werden.</p>	

Stand 04/2020

Die Produkte sind nicht zertifiziert, medizinisch getestet oder anderweitig geprüft. Bitte beachten Sie: Diese Maske schützt nicht vor der eigenen Ansteckung mit COVID-19, kann aber verhindern helfen, seine Mitmenschen durch Tröpfcheninfektion (Niesen, Husten usw.) anzustecken. Es handelt sich um sogenannte „Behelfsmasken oder Community Masken“. Diese erfüllen keinerlei Standards nachdem Medizinprodukte-Gesetz oder der für „Persönliche Schutzausrüstung“ gültigen DIN Norm 149.

Pflegeanleitung

Vor der ersten Benutzung durch 2-minütiges Abkochen sterilisieren. Lassen Sie die Maske an der Luft trocknen. Nach Gebrauch sollte die Maske täglich für 2 Min. abgekocht oder eine Min. mit 85° C gebügelt werden. Zusätzlich sollte die Maske zweimal wöchentlich bei 60° C mit Desinfektionswaschmittel oder einmal wöchentlich bei 95° mit Feinwaschmittel im Wäschesäckchen maschinell gewaschen werden. Die Maske ist trocknergeeignet.

Bestellhinweis:

Bestellungen bitte via Mail:
masken@zfg-maisach.de

Gebrauchshinweis

Positionieren sie die Maske so, dass der eingenähte Nasenbügel oben liegt und fixieren sie die Maske mit den Ohrgummis. Der spezielle Edelstahldraht ist verformbar und kann durch leichtes Andrücken an Ihren Nasenrücken angepasst werden. Sollten ihnen die Gummibänder für einen optimalen Halt zu lang erscheinen, kürzen Sie diese durch einfaches Knoten auf die für Sie passende Länge.

Hinweise zur Lieferung:

Abholung in Maisach, Frauenstr. 31 oder
 Paketzustellung: zuzügl. 6,90 € Versand